



FICHA TÉCNICA

Máscara Facial Shark Cryoglow. Máscara Led Antiedad Y Tratamiento De Imperfecciones Fw312P Shark Beauty.

CÓDIGO:
NJS-41-FW312



***Nombre:** Máscara Facial Shark CryoGlow

Código de Barras: 622356307819

Código de producto: NJS-41-FW312

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

INFORMACIÓN ADICIONAL

Máscara Facial Shark Cryoglow. Máscara Led Antiedad Y Tratamiento De Imperfecciones Fw312P.

- Combina Luz Led Multiespectral Con Enfriamiento Localizado Bajo Los Ojos Para Brindar Una Experiencia Facial Cosmética Avanzada.
- 4 Tratamientos Únicos: Régimen Antiarrugas Que Potencia El Colágeno, Eliminación De Acné Sin Químicos, Mejora El Brillo Del Rostro, Reafirmante.
- Tecnología Iqled Clínicamente Probados.

- 4 Modos De Uso:

Tratamiento Antiarrugas Con Colágeno Antienvjecimiento (6 Min)

Leds Rojos E Infrarrojos Para Minimizar Las Líneas De Expresión Y Reafirmar La Piel Flácida.

Tratamiento Antiacné Sin Químicos. Unificar El Tono De La Piel (8 Min)


Leds Azules, Infrarrojos Y Rojos Para Reducir El Acné Y El Enrojecimiento, Logrando Una Piel Más Uniforme Y Tensa.

Tratamiento Para Incentivar El Brillo Y El Mantenimiento De La Piel (4 Min)

Leds Rojos, Azules E Infrarrojos Para Ayudar A Iluminar Y Mantener Una Piel Radiante Con El Uso Diario.

Tratamiento Reafirmante Y Calmante Con Criogenia Para Revitalizar El Contorno De Ojos (5-15 Min):

3 Modos Con Control De Temperatura Para Calmar Y Reafirmar Visiblemente El Contorno De Ojos, Con Tecnología Instachill Cold.



MEDSPA-INSPIRED TREATMENTS
CLINICALLY TESTED TO
REDUCE FINE LINES & ACNE.



VISIBLY TIGHTEN
UNDER EYES IN MINUTES

Under-Eye Revive Treatment

3 adjustable chill levels to refresh under eyes in one use.

5-15
MIN



REDUCE FINE LINES
IN 8 WEEKS*

Better Aging treatment: Red + Infrared Light

6
MIN





**Results from 12-week clinical study with 59 subjects and 1x/day use in Skin Clearing treatment mode. Individual results may vary.

REDUCE ACNE IN 4 WEEKS™

Skin Clearing Treatment: Blue, Red + Infrared Light

8
MIN



MAINTAIN BRIGHT, GLOWING SKIN

Skin Sustain Treatment: Red, Infrared + Blue Light

Use after completing an 8-week cycle of Better Aging or Skin Clearing.

4
MIN