

FICHA TÉCNICA

Nebulizador Portátil Ultrasónico. Mini Inhalador De Mano. 8MI. Utiliza Baterías Aa. Silencioso Y Cómodo.



CÓDIGO:
AB139

HOW TO USE?



Product Basic Parameters



Type: Inhaler	Size: 64x41x114mm
Cup capacity: 8ml	Noise: ≤50dB(A)
Atomization rate: ≥0.2ml/min	Nominal frequency: 3.7μms25%
Power: 3VDC(2x "AA" 1.5Valkalinebatteries)	
Operation mode: Continuous operation	
Product weight: about 119g (without battery)	
Nomedines, powerautomatically	

***Nombre:** Nebulizador portátil ultrasónico

Código de Barras: 7456589425822

Código de producto: AB139

Embalaje de proveedor: Empaque retail con código de barras

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Respiradores y Filtros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nebulizador Portátil Ultrasónico. Mini Inhalador De Mano. 8MI. Utiliza Baterías Aa. Silencioso Y Cómodo.

- Nebulización De Alta Eficiencia: Utiliza Tecnología Avanzada Ultrasónica Para Generar Partículas De Niebla De Menos De 5Mm Garantizando Una Rápida Absorción En El Tracto Respiratorio Y Los Pulmones. Su Diseño Innovador Minimiza Residuos De Solución, Reduciendo El Desperdicio, Y Es Fácil De Lavar Para Mayor Comodidad Y Reutilización.
- Ultrasilencioso: Con Un Nivel De Ruido Inferior A 25Db, Este Nebulizador De Malla Ultrasonica Es Ideal Para Niños Y Evita Interrupciones Durante El Trabajo O El Sueño. Perfecto Para Aquellos Que Se Sienten Incómodos Con Los Nebulizadores Tradicionales Ruidosos.
- Portátil Y Fácil De Usar: Su Diseño Compacto Y Ligero Permite Llevarlo A Cualquier Lugar, Eliminando La Necesidad De Volver A Casa Para Tratamientos. Su Funcionamiento Es Sencillo Con Un Solo Interruptor, Adecuado Para Personas De Todas Las Edades, Incluidos Los Niños.
- Para Toda La Familia: Incluye Dos Mascarillas (Una Pequeña Para Niños Y Otra Grande Para Adultos) Y Una Boquilla, Adaptándose A Las Preferencias Individuales De Inhalación. Incluso Es Apto Para Mascotas.
- Fuente De Energía: Funciona Con 2 Baterías Aa (No Incluidas), Facilitando Su Uso En Cualquier Momento Y Lugar.



Product Basic Parameters



Type: inhaler	Size: 64x41x114mm
Cup capacity: 8ml	Noise: ≤50Db(A)
Atomization rate: ≥0.2ml/min	Nominal frequency: 3.7μm±25%
Power: 3VDC (2x "AA" 1.5V alkaline batteries)	
Operation mode: Continuous operation	
Product weight: about 119g (without battery)	
No medicines, power automatically	

HOW TO USE?



1. check the power



2. Open the cup, add moderate liquid medicine.



3. Put on the mask or MOUTH PIECES.



4. Power on, start to work.



5. Start to nebulize.



6. Power off.





Cough



Beauty Spray



Rhinitis



Asthma