



FICHA TÉCNICA

Deposito (Cilindro Sin Gas) Nitrogeno 99.9%, 220Pc, Válvula Cga580, 2000Psi (Esto Es Un Deposito De Garantia Guardar Su Factura Al Devolver E Tanque Para Cuando Solicite La Devolucion Del Dinero)



CÓDIGO:
GAS16-DEPOSITO

***Nombre:** Deposito (Cilindro sin gas) Nitrogeno 99.9%, 220 PC, válvula CGA580, 2000PSI

¿Dónde usarlo?: Química, metalurgia, cromatografía de gases y otros instrumentos del gas portador

Advertencia: Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede causar somnolencia o mareo

Código de producto: GAS16-DEPOSITO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Deposito (Cilindro Sin Gas) Nitrogeno 99.9%, 220Pc, Válvula Cga580, 2000Psi (Esto Es Un Deposito De Garantia Guardar Su Factura Al Devolver El Tanque Para Cuando Solicite La Devolucion Del Dinero)

