



CÓDIGO:
WAT24PH

FICHA TÉCNICA

Medidor De Ph Digital De 0,01 Ph De Alta Precisión, Comprobador De Calidad Del Agua De 0 – 14 Ph Rango De Medición De Bebida En El Hogar, Piscina, Acuario De Agua Ph. Lavar Con Agua Destilada Después De Cada Uso



***Nombre:** Medidor de PH digital de 0,01 PH de alta precisión

Capacidad: Precisión: 0,01

Características: Pantalla: LCD Digital

Características 3: Compensación Automática de temperatura

Código de producto: WAT24PH

Embalaje de proveedor: Empaque apto para retail con código de barras

Incluye: 1 x probador de PH (No incluye la masa)

Material: Plástico

Para Uso: Puede probar la pureza de la calidad del agua en cualquier momento.

Presentación: Caja a Color

Rango: Rango de medición: 0,00 ~ 14,00

Tamaño: 155x29x16mm

Tipo: Accesorios y Conectores de Filtros

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Resolución: 0,01

Características 2: Método de calibración: calibración automática de 2 puntos

Código de Barras: B0181box

Color: Amarillo

Garantía: 6 meses

Marca: SIN MARCA

NOTA IMPORTANTE:: El medidor de PH debe recalibrarse, cuando: El medidor de PH se ha utilizado o colocado durante mucho tiempo. El medidor de PH se ha utilizado con frecuencia; Se necesita una alta precisión.

Peso (Kg): 0.045 Kg

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Temperatura: Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 80 °C

Tipo 2: Fuente de alimentación: 2 pilas LR44 de 1,5 V (¡No incluido!)

Tipo 3: Tipo de sonda: Electrodo de bombilla de vidrio de precisión

Usos: Cocina

INFORMACIÓN ADICIONAL

Características

- 100% Nuevo Y De Alta Calidad
- Pantalla: Lcd Digital
- Precisión: 0,01
- Resolución: 0,01
- Temperatura De Funcionamiento: 0 ~ 80 °C
- Rango De Medición: 0,00 ~ 14,00
- Tipo De Sonda: Electrodo De Bombilla De Vidrio De Precisión
- Método De Calibración: Calibración Automática De 2 Puntos
- Fuente De Alimentación: 2 Pilas Lr44 De 1,5 V (¡No Incluido!)
- Tamaño: 155X29X16Mm
- Compensación Automática De Temperatura

Como Usarlo

- 1.(1) Bolsa De Polvo Amortiguador De Ph 6,86 Necesita 250MI De Agua (Agua Destilada, Agua Pura, Agua Con Valor De Ph Neutro A Temperatura Ambiente), Luego Agite Suavemente, Luego Use El Bolígrafo Para Probarlo. Si Muestra 6,8, Entonces El Bolígrafo Es Bueno De Usar.
- 2.Si No, Utiliza El Tornillo Para Calibrarlo (El Orificio En La Parte Posterior), Hasta Que El Valor Sea 6,8.
- 3.Si Usa 4,0 De Polvo Para Calibrar, El Resultado De La Prueba Debe Ser 4,0, Y El Bolígrafo Debe Mantenerse En El Agua.

Nota Importante:

El Medidor De Ph Debe Recalibrarse, Cuando:

- 1.El Medidor De Ph Se Ha Utilizado O Colocado Durante Mucho Tiempo.
- 2.El Medidor De Ph Se Ha Utilizado Con Frecuencia
- 3.Se Necesita Una Alta Precisión.



Low
quality watert

High
quality watert

Modern man often pays insufficient attention to the water he drinks, and in fact most diseases occur due to the use of water of doubtful quality

Automatic Temperature Compensation

Auto Calibration

Accurate Detector

Healthy Drinks
PH 6.5~8.5

- LCD display
- ON/OFF switch
- Auto calibration
- Protection cap
- Battery compartment
- Sensing electrode

